

KERN 326-08

Peso singolo, classe OIML F1, 200 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Modello codice articolo | 326-08 |
| Modello-Serie | 326 |
| Assortimento | KERN |
| Tipologia di prodotto | Pesi di prova |
| Gruppo di prodotti | OIML F1 Pesi di prova |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello) | 4045761223677 |
| Modello precedente | 326-08-2018a; 327-68; 329-08 |
| Modello successivo | 326-08-2025e |
| Data di inizio prevista | 2019-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84239090 |

Dati tecnici - Primario

| | |
|--------------------|-------------|
| Valore nominale | 200 g |
| Tolleranza (OIML) | 1 mg |
| Cassa in alluminio | 317-080-600 |
| Cassa in plastica | 347-080-400 |
| Cassa in legno | 317-080-100 |

Dati tecnici - Costruzione

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Materiale | Acciaio inossidabile lucidato |
|-----------|-------------------------------|

Dati tecnici - Sistema di misura

| | |
|-----------------|-------|
| Valore nominale | 200 g |
| Classe OIML | F1 |
| Conformità OIML | Sì |

Funzioni

| | |
|------------------------------|------|
| Tolleranza (OIML) | 1 mg |
| Densità (kg/m ³) | 7950 |

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 28×28×47 mm |
| Peso lordo | 0,20 kg |
| Peso netto | 0,20 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 0 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

Servizi opzionali

| | |
|--------------------|---------|
| Calibrazione DAkKS | 962-438 |
|--------------------|---------|

KERN 326-08

Peso singolo, classe OIML F1, 200 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato



Standard

