



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	TI-HEA
Serie de modelos	TI
Surtido	Sauter
Tipo de producto	Pruebas de dureza
Grupo de productos	Durómetros (Shore)
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761366176
Fecha de inicio prevista	2024-1HJ
Número del arancel aduanero	90248000
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Escalas de dureza	Shore A
-------------------	---------

Datos técnicos - Construcción

Material de la carcasa	Acero, lacado
------------------------	---------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Fuerza de ensayo Medición de la dureza	10 N
--	------

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temperatura máxima de almacenamiento	40 °C
--------------------------------------	-------

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	250×250×400 mm
-------------------------------------	----------------

Peso bruto	7 kg
Peso neto	6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	No hay mercancías peligrosas
Componente de embalaje - por peso - cartón	340 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	340 g
Plazo de entrega	1 d

KERN TI-HEA

Banco de pruebas para pruebas de dureza reproducibles Shore A y D



Funciones

Standard

