

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A1539

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Tubus Binokular

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Tubus Binokular (MET) OBB-A1539

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A1539
Modell-Reihe	OBB-AT
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Metallurgische Mikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761198708
Zolltarifnummer	90119000

Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	265×185×165 mm
Bruttogewicht	2 kg
Nettogewicht	1,4 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	600 g
Lieferzeiten	1 d

DEUTSCH

Technische Daten - Primär

Tubus	Binokular
-------	-----------

Technische Daten - Konstruktion

Tubus-Typ	Siedentopf
Winkel des Tubus	30°
Rotation des Tubus	ja
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	50 mm
Einstellbare Dioptrie	beidseitig

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
---------------------	-------