

BROCHURE PRODUIT

SAUTER TVL-XLS

Date: 29.04.2025

FRANCAIS



Banc d'essai manuel pour la mesure ultraprécise des forces de traction et de compression, avec mesure de longueur digital

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

- Kit consistant en banc d'essai SAUTER TVL et kit d'extension SAUTER TVL-XL, La zone de travail est ainsi étendue de 340 mm, ce qui permet également mesurer de plus grands échantillons. La course (hauteur de la broche à partir du socle) reste la même
- Utilisation verticale et horizontale
- Résultat de mesure précis
- Niveau de sécurité élevé pour mesures de répétabilité
- Grand table de base avec une haute flexibilité de montage
- Convient à tous les dynamomètres SAUTER avec cellule de mesure interne jusqu'à 1000 N (non inclus dans la livraison)
- Mesure digitale de longueur SAUTER LA (sans interface) de série
 - Plage de mesure : max. 200 mm
 - Lecture : 0,01 mm
 - Fonction position à zéro
 - Prélongueur manuel ajustable

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	TVL-XLS
Model-Serie	TVL
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Bancs d'essai (mécaniques)
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/ser vice
Code EAN (Modèle)	404576 1344785
Numéro de tarif douanier	90278990

Données techniques - Primaire

Max. Force	500 N
------------	-------

Max. Travel distance 230 mm

Données techniques - Construction

Filets de montage	5x trous taraudés M6
-------------------	----------------------

Données techniques - Système de mesure

Max. Force	500 N
Maximum measured length	54 cm

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	200×300×800 mm
Poids brut	14 kg

Poids net	12 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Pas de marchandises dangereuses
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
LB 200-2	Dispositif de mesure digital de longueur SAUTER LB 200-2
FS 2-20	Dynamomètre digital SAUTER FS 2-20
FS 4-20	Dynamomètre digital SAUTER FS 4-20
FS 2-50	Dynamomètre digital SAUTER FS 2-50
FS 4-50	Dynamomètre digital SAUTER FS 4-50
FS 2-100	Dynamomètre digital SAUTER FS 2-100
FS 4-100	Dynamomètre digital SAUTER FS 4-100
FS 2-200	Dynamomètre digital SAUTER FS 2-200
FS 4-200	Dynamomètre digital SAUTER FS 4-200
FS 2-500	Dynamomètre digital SAUTER FS 2-500
FS 4-500	Dynamomètre digital SAUTER FS 4-500

SERVICES

Modèle	Description
LB-A02	Service KERN LB-A02
970-103	Extension de garantie KERN (+2 ans) 970-103

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Max. Force	Max. Travel distance
TVL	-	230 mm
TVL-O	-	230 mm
TVL-E	-	290 mm
TVL-XLS	500 N	230 mm
TVL 500FHS71	500 N	230 mm