

KERN



KERN CIB 6K-4

Balance compteuse robuste avec une grande mémoire d'articles, un fonctionnement intuitif et pratique et un écran trois couleurs pour les pesées de contrôle, résolution de comptage 30.000 points



Plage de tarage	6 kg
Temps de préchauffage	30 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	85 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	15 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	385×395×147 mm
Poids brut	4,4 kg
Poids net	3,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	2800
Composant de l'emballage - en poids - carton	375 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	375 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	30000
------------------------	-------

Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) 200 mg

Poids minimum de la pièce 2 g

Services en option

DAkkS Calibrage 963-128

Les fonctions

Standard



Option

