

## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# KERN 317-08-2022i

Fecha: 15.03.2025

ESPAÑOL



Pesas individuales, Clase OIML E2, 200 g, Botón, acero inoxidable pulido

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | 317-08-2022i                                 |
| Serie de modelos             | 317                                          |
| Surtido                      | KERN                                         |
| Tipo de producto             | Pesos de prueba                              |
| Grupo de productos           | Pesas de control OIML E2                     |
| Tipo de uso del producto     | Elemento comercial de la lista de materiales |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761245341                                |
| Modelo predecesor            | 317-08; 317-08-2021a                         |
| Modelo sucesor               | 317-08                                       |
| Número del arancel aduanero  | 84239090                                     |

### Datos técnicos - Primarios

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Valor nominal     | 200 g       |
| Tolerancia (OIML) | 0,3 mg      |
| Caja aluminio     | 317-080-600 |
| Caja plástico     | 317-080-400 |
| Caja de madera    | 317-080-100 |

### Datos técnicos - Construcción

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Material | acero inoxidable pulido |
|----------|-------------------------|

### Datos técnicos - Sistema de medición

|               |    |
|---------------|----|
| Clase OIML    | E2 |
| Conforme OIML | sí |

Densidad (kg/m<sup>3</sup>) 7950

Volumen (cm<sup>3</sup>) 25

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al) 28×28×47 mm

Peso bruto 0,20 kg

Peso neto 0,20 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente del embalaje - por peso - plástico 0 g

Plazo de entrega 1 d

### Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación sí

### Servicios opcionales

DAkkS Calibración 962-338

### FUNCIONES

Standard



## ACCESORIOS

| Modelo      | Descripción                                     |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 317-080-100 | Estuche de madera para pesas KERN 317-080-100   |
| 317-080-400 | Estuche de plástico para pesas KERN 317-080-400 |
| 317-080-600 | Estuche protector de aluminio KERN 317-080-600  |
| 315-242     | Pinza KERN 315-242                              |

## SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 952-338  | Verificación KERN 952-338                                                       |
| 962-338  | Calibración DAkkS 962-338                                                       |
| 962-338R | Recalibración DAkkS KERN 962-338R                                               |
| 920-33   | Marcado por mediante grabado KERN 920-33                                        |
| 921-338  | Divergencia positiva garantizada (? +1/3 OIML) KERN 921-338                     |
| 920-331  | Marcado por mediante grabado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-331 |