


# Software EasyTouch

## SET-46

# Backup Scheduler



## EasyTouch Backup Scheduler - Copia de seguridad y restauración de datos

### Características

- Nota: El prerequisite para este set es el programa básico SET-01 Base
- Programador de copias de seguridad: Automatice las copias de seguridad de sus datos y benefíciese de procesos continuos y programados que protegen su valiosa información en segundo plano
- Copias de seguridad automáticas: Ahorre tiempo y dinero con las copias de seguridad automáticas a intervalos establecidos. Esto garantiza un almacenamiento de datos coherente y fiable, reduce el tiempo de inactividad y minimiza el riesgo de pérdida de datos en caso de interrupciones
- Configuración del archivo de copia de seguridad: Los usuarios pueden personalizar el nombre del archivo de copia de seguridad, incluyendo un nombre raíz y una marca de tiempo como postfix. También se puede personalizar el directorio de copia de seguridad y el tipo de copia ya sea la creación de un nuevo archivo, la sobrescritura de uno existente o su ampliación)
- Intervalo de copia de seguridad: El intervalo de las copias de seguridad puede fijarse en horas, varias veces o una vez al día, semanal, mensual y anualmente
- Mensajes de seguridad: Cada copia de seguridad automática de datos se muestra en el directorio de copias de seguridad con el nombre del archivo como enlace al archivo de copia de seguridad
- Historial de copias de seguridad: El progreso y el estado de todas las copias de seguridad se registran y pueden rastrearse en cualquier momento
- Restauración: En caso de avería, la última copia de seguridad guardada puede restaurarse fácilmente mediante la función "Restaurar"

ESTÁNDAR



OPCIÓN

