



Auswertegerät: Kunststoff, Staub- und Spritzwasserschutz , integriertes Netzteil

### CONTACT

 Adresse

**KERN & SOHN GmbH**  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

 Telefon und Fax

Telefon : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0  
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



## BESCHREIBUNG

Auswertegerät KMC-TM, LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm, Wägeeinheiten

## SPEZIFIKATION

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KMC-TM
Modell-Reihe	KMC
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Babywaagen
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil
EAN-Code (Modell)	404576 1150478
Geplanter Starttermin	2014-1HJ
Zolltarifnummer	84239010
Auslauf	yes

### Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	25 mm
-------------------	-------

### Technische Daten - Spannungsversorgung

Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	22 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern

### Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
----------------------	---------------------------------

### Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	365×205×95 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	1,00 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	3496
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

## Technische Daten - Verifizierung

Eichzulassung nach 2014/31/EU	yes
Eichgültigkeitsklasse	III

DEUTSCH

## ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung	Preis
RMCC-9002	Displayabdeckung RMCC-9002	7,00 €
RMCC-8008	Batteriefachdeckel RMCC-8008	5,00 €
RMCC-5001	Anschlussbuchse RMCC-5001	5,00 €

## ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Wägekapazität	Ablesbarkeit	Eichwert (e)
RMBCN-40 12			
RMBCN-40 13			
RTMBA-4001			
RTMBA-8001			
RTMBA-8002			
RTMBA-8003			
RTMBA-8004			
RMBCN-2002			
RMBD-8001			
RTMBA-2001			
RMBC-2001			
RMBCN-2001			
RMBC-6011			
RMBC-2002			
RMBC-8002			
RMBC-8003			
RMBC-8013			
RMBC-8012			
RMBC-8001			
RMBC-6001			
RMBB-4010			
RMBCN-4010			
RMBCN-4011			
MBC-A09			
RMBC-9001			
KMC-TM			

DEUTSCH

RMBB-6001

---

RMBB-1003

---

RMBB-4002

---

RMBB-8002

---

RMBB-4001

---

RMBB-4005

---

RMBE-8001

---