

KERN 315-208-205

Safety Set 20 g (F1); 200 g (F1)

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	315-208-205
Modell-Reihe	315
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761245761
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	20 g & 200 g
Gehäuse Aluminium	Zet315-000-000
Gewichtsset Koffer	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl
Ist Gewichtsset	Ja
Anzahl der Gewichte im Set	2
Art des Gehäuses	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	20 g & 200 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Ja

Technische Daten - Verpackung & Versand

Funktionen

Standard

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×115×70 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	500 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Ja
-----------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-400-400
--------------------	-------------

KERN 315-208-205

Safety Set 20 g (F1); 200 g (F1)

KERN[®]

