

KERN 326-12

Peso singolo, classe OIML F1, 2 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	326-12
Modello-Serie	326
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761223646
Modello precedente	326-12-2018a; 327-72; 329-12
Modello successivo	326-12-2025e
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	2 kg
Tolleranza (OIML)	10 mg
Cassa in alluminio	317-120-600
Cassa in plastica	347-120-400
Cassa in legno	317-120-100

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
-----------	-------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	2 kg
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Sì

Funzioni

Tolleranza (OIML)	10 mg
Densità (kg/m ³)	7950

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	60×60×102 mm
Peso lordo	2 kg
Peso netto	2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-442
--------------------	---------

KERN 326-12

Peso singolo, classe OIML F1, 2 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato



Standard

