



Afficheur : Plastiques, protège contre la poussière et les projections d'eau , alimentation électrique intégré

CONTACT

 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Courriel : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

Afficheur KMC-TM, écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm, unités de mesure

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	KMC-TM
Model-Serie	KMC
Assortiment	KERN
Type de produit	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-bébé
Type d'utilisation du produit	Pièce détachée
Code EAN (Modèle)	4045761150478
Date de début prévue	2014-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239010
Modèle en voie de disparition	yes

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	25 mm
--------------------	-------

Données techniques - Alimentation électrique

Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	22 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
----------------------	-------------------------------

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C

Température ambiante minimale -10 °C

Humidité minimale 0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 365×205×95 mm

Poids brut 1,00 kg

Poids net 1,00 kg

Mode d'expédition Service de colis

Numéro UN 3496

Composant de l'emballage - en poids - carton 0 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique 0 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Vérification

Approbation de la vérification conformément à 2014/31/EU yes

Classe de vérification III

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description	Prix
RMCC-9002	Couverture d'affichage RMCC-9002	7,00 €
RMCC-8008	Couvercle du compartiment des piles RMCC-8008	5,00 €
RMCC-5001	Prise de connexion RMCC-5001	5,00 €

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Capacité de pesage	Lisibilité	Valeur de vérification (e)
RMBCN-40 12			
RMBCN-40 13			
RTMBA-4001			
RTMBA-8001			
RTMBA-8002			
RTMBA-8003			
RTMBA-8004			
RMBCN-2002			
RMBD-8001			
RTMBA-2001			
RMBC-2001			
RMBCN-2001			
RMBC-6011			
RMBC-2002			
RMBC-8002			
RMBC-8003			
RMBC-8013			
RMBC-8012			
RMBC-8001			
RMBC-6001			
RMBB-4010			
RMBCN-4010			
RMBCN-4011			
MBC-A09			
RMBC-9001			
KMC-TM			

RMBB-6001

RMBB-1003

RMBB-4002

RMBB-8002

RMBB-4001

RMBB-4005

RMBE-8001
