

KERN EMB 1200-1

Bilancia da laboratorio modello base con prestazioni straordinarie

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	EMB 1200-1
Modello-Serie	EMB
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance scolastiche
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761076532
Data di inizio prevista	2006-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238129
CE Label	Sì

Dati tecnici - Primario

Capacità di pesatura	1200 g
Leggibilità	0,1 g
Ripetibilità	0,1 g
Linearità	± 0,3 g
Superficie di pesata (d)	150 mm
Peso di regolazione consigliato	1 kg (M1)

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento	170×245×39 mm
Piastra di pesatura del materiale	Plastica
Materiale dell'involucro	Plastica
Superficie di pesata (d)	150 mm

Dati tecnici - Display

Altezza del display 15 mm

Retroilluminazione No

Dati tecnici - Alimentazione

Batteria 9 V Block

Tempo di funzionamento 16 h

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione Aggiustamenti con peso esterno

Linearità ± 0,3 g

Leggibilità 0,1 g

Peso di regolazione consigliato 1 kg (M1)

Ripetibilità 0,1 g

Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio 3 s

Intervallo di tara 1200 g

Tempo di riscaldamento 30 min

Sistema di pesatura Estensimetro

Unità di pesata Dwt;g;oz;ozt

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima 80 %

Temperatura massima di esercizio 35 °C

Temperatura ambiente minima 5 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 204×267×70 mm

KERN EMB 1200-1

Bilancia da laboratorio modello base con prestazioni straordinarie



Peso lordo 0,70 kg

Peso netto 0,55 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio
- a peso - carta 5 g

Componenti dell'imballaggio
- in peso - cartone 720 g

Componenti dell'imballaggio
- in peso - plastica 5 g

Componenti dell'imballaggio
- in peso - polistirolo 98 g

Componenti per
l'imballaggio - in peso -
schiuma 23 g

Tempo di consegna 1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS 963-127

Funzioni

Standard



Option

