

KERN 327-141

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	327-141
Modell-Reihe	327
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761004856
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	10 kg
Toleranz (OIML)	50 mg
Gehäuse Aluminium	Nicht verfügbar
Gehäuse Kunststoff	Nicht verfügbar
Gehäuse Holz	337-141-100

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	10 kg
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	50 mg
Dichte (kg/m ³)	7950

Funktionen

Standard

Volumen (cm³) 1250

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	136×136×132 mm
Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketsdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-444
--------------------	---------

KERN 327-141

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl poliert

