

KERN 347-075

Pesas individuales, Clase OIML M1, 100 g, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	347-075
Serie de modelos	347-075
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761256316
Modelo predecesor	347-475
Fecha de inicio prevista	2022-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	100 g
Tolerancia (OIML)	5 mg
Caja plástico	347-090-400

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	100 g
Clase OIML	M1
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	5 mg
Densidad (kg/m ³)	8000
Volumen (cm ³)	11,9048

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	33×33×18 mm
Peso bruto	0,10 kg
Peso neto	0,10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-637
-------------------	---------

KERN 347-075

Pesas individuales, Clase OIML M1, 100 g, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado



Funciones

Standard

