

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN 326-046

Datum: 19.09.2025

DEUTSCH



Gewichtssatz, F1, 1 g - 200 g, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui

### KONTAKT


KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-046
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	404576 1224 124
Zolltarifnummer	84239090

### Technische Daten - Primär

Nennwert	1 g - 200 g
Gehäuse Aluminium	314-040-600
Gewichtsset Koffer	im Aluminiumetui

### Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Ist Gewichtsset	yes
Art des Gehäuses	im Aluminiumetui

### Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 g - 200 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	yes

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×130×80 mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Nettogewicht	0,55 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	590 g
Lieferzeiten	1 d

## Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 962-417

## FUNKTIONEN

Standard



## DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
962-417	DAkkS-Kalibrierung KERN 962-417
962-417R	DAkkS-Rekalibrierung KERN 962-417R
921-417	Garantierte Plus-Abweichung (? +1/3 OIML) KERN 921-417
920-712	Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-712

## ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
314-040-600	Aluminiumgeschütztes Etui KERN 314-040-600
315-242	Pinzette KERN 315-242

## ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Nennwert	Toleranz (OIML)	Gehäuse Aluminium	Gehäuse Kunststoff	Gehäuse Holz	Gewichtssatz Koffer
326-36	5 kg	25 mg	346-060-600	nicht verfügbar	nicht verfügbar	-
326-37	10 kg	50 mg	346-070-600	nicht verfügbar	nicht verfügbar	-
326-38	20 kg	100 mg	346-080-600	nicht verfügbar	nicht verfügbar	-
326-39	50 kg	250 mg	346-090-600	nicht verfügbar	nicht verfügbar	-
326-022	1 g - 50 g	-	-	-	313-020-100	im Holzetui
326-024	1 g - 50 g	-	-	313-052-400	-	im Kunststoffkoffer
326-026	1 g - 50 g	-	314-020-600	-	-	im Aluminiumetui

Modell	Nennwert	Toleranz (OIML)	Gehäuse Aluminium	Gehäuse Kunststoff	Gehäuse Holz	Gewichtssset Koffer
326-032	1 g - 100 g	-	-	-	313-030-100	im Holzetui
326-034	1 g - 100 g	-	-	313-052-400	-	im Kunststoffkoffer
326-036	1 g - 100 g	-	314-030-600	-	-	im Aluminiumetui
326-042	1 g - 200 g	-	-	-	313-040-100	im Holzetui
326-044	1 g - 200 g	-	-	313-052-400	-	im Kunststoffkoffer
326-046	1 g - 200 g	-	314-040-600	-	-	im Aluminiumetui
326-052	1 g - 500 g	-	-	-	313-050-100	im Holzetui
326-054	1 g - 500 g	-	-	313-052-400	-	im Kunststoffkoffer
326-056	1 g - 500 g	-	314-050-600	-	-	im Aluminiumetui
326-062	1 g - 1 kg	-	-	-	313-060-100	im Holzetui
326-064	1 g - 1 kg	-	-	313-082-400	-	im Kunststoffkoffer
326-066	1 g - 1 kg	-	314-060-600	-	-	im Aluminiumetui
326-072	1 g - 2 kg	-	-	-	313-070-100	im Holzetui
326-074	1 g - 2 kg	-	-	313-082-400	-	im Kunststoffkoffer
326-076	1 g - 2 kg	-	314-070-600	-	-	im Aluminiumetui
326-082	1 g - 5 kg	-	-	-	313-080-100	im Holzetui
326-084	1 g - 5 kg	-	-	313-082-400	-	im Kunststoffkoffer
326-086	1 g - 5 kg	-	314-080-600	-	-	im Aluminiumetui
326-092	1 g - 10 kg	-	-	-	313-090-100	im Holzetui
326-096	1 g - 10 kg	-	314-090-600	-	-	im Aluminiumetui
326-01	1 g	0,1 mg	317-010-600	347-030-400	317-010-100	-

Modell	Nennwert	Toleranz (OIML)	Gehäuse Aluminium	Gehäuse Kunststoff	Gehäuse Holz	Gewichtssatz Koffer
326-02	2 g	0,12 mg	317-020-600	347-030-400	317-020-100	-
326-03	5 g	0,16 mg	317-030-600	347-030-400	317-030-100	-
326-04	10 g	0,2 mg	317-040-600	347-050-400	317-040-100	-
326-05	20 g	0,25 mg	317-050-600	347-050-400	317-050-100	-
326-06	50 g	0,3 mg	317-060-600	347-070-400	317-060-100	-
326-07	100 g	0,5 mg	317-070-600	347-070-400	317-070-100	-
326-08	200 g	1 mg	317-080-600	347-080-400	317-080-100	-
326-09	500 g	2,5 mg	317-090-600	347-090-400	317-090-100	-
326-11	1 kg	5 mg	317-110-600	347-110-400	317-110-100	-
326-12	2 kg	10 mg	317-120-600	347-120-400	317-120-100	-
326-13	5 kg	25 mg	317-130-600	347-130-400	317-130-100	-
326-14	10 kg	50 mg	317-140-600	347-140-400	317-140-100	-