

KERN 346-06

Pesas individuales, Clase OIML M1, 5 kg, Bloqueo, acero inoxidable

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	346-06
Serie de modelos	346
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761117129
Fecha de inicio prevista	2011-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	5 kg
Tolerancia (OIML)	250 mg
Caja aluminio	346-060-600

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones	150×68×96 mm
Material	Acero inoxidable

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	5 kg
Clase OIML	M1
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	250 mg
Densidad (kg/m ³)	7200
Volumen (cm ³)	694,4

Funciones

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	150×68×96 mm
Peso bruto	5 kg
Peso neto	5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-643
-------------------	---------

KERN 346-06

Pesas individuales, Clase OIML M1, 5 kg, Bloqueo, acero inoxidable



Standard

