

KERN EMB 5.2K5

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	EMB 5.2K5
Modell-Reihe	EMB
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Schulwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761028401
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Ja

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	5200 g
Ablesbarkeit	5 g
Reproduzierbarkeit	5 g
Linearität	± 10 g
Wägefläche (d)	150 mm
Empfohlenes Justiergewicht	5 kg (M1)

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen des Gehäuses	170×244×39 mm
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Material des Gehäuses	Kunststoff
Wägefläche (d)	150 mm

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays 15 mm

Hintergrundbeleuchtung Nein

Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie	2×1.5 V AA
Betriebszeit	150 h

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 10 g
Ablesbarkeit	5 g
Empfohlenes Einstellgewicht	5 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	5 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2,5 s
Tara-Bereich	5200 g
Anwärmzeit	10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Dwt;g;oz;ozt

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

KERN EMB 5.2K5

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	205×264×67 mm
-----------------------------------	---------------

Bruttogewicht	0,70 kg
---------------	---------

Nettogewicht	0,55 kg
--------------	---------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	5 g
---	-----

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	720 g
---	-------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	5 g
---	-----

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	98 g
---	------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	23 g
--	------

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-128
--------------------	---------

Funktionen

Standard



Option

