


BROCHURE PRODUIT

SAUTER AC 12

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Pince universelle à mâchoire double pour tests de traction et de déchirement

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

Pince universelle à mâchoire double AC 12

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	AC 12
Model-Serie	AC
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Pinces et outils de serrage
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	4045761122352
Numéro de tarif douanier	90278990

Données techniques - Primaire

Max. Force	5 kN
Max. Largeur de la pince	25 mm

Données techniques - Construction

Matériau	acier
Dimensions du boîtier (LxPxH)	110×80×25 mm

Données techniques - Système de mesure

Filets de montage	Filetage mâle M10
-------------------	-------------------

Données techniques - Conditions environnementales

Température maximale de stockage	40 °C
Température minimale de stockage	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	150×100×10 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	1,00 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Pas de marchandises dangereuses
Composant de l'emballage - par poids - plastique	10 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
AFM 03	Manchon SAUTER AFM 03
AFM 06	Adaptateur KERN AFM 06
AFM 11	montage et réparation AFM 11
AFM 16	Adaptateur KERN AFM 16