

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN 315-208-204

Datum: 19.03.2025

DEUTSCH



Safety Set 10 g (F1); 200 g (F1)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Diese „KERN Safety Sets“ beinhaltet je ein Prüfungsgewicht zum Prüfen der Empfindlichkeit, d. h. der korrekten Justierung Ihrer Waage, sowie ein kleines Prüfungsgewicht zum Prüfen am unteren Ende des Wägebereichs, der sog. Mindesteinwaage
- Optional bietet das „KERN Safety Set“ Platz für ein weiteres Prüfungsgewicht, um Ihre Waage an dem für Sie relevanten Gewichtswert zu prüfen
- Individuell auf das „KERN Safety Set“ abgestimmtes, nützliches Zubehör, wie z. B. spezielle Handschuhe, Pinzetten, Gewichtsgriffe, Pinsel etc. unterstützen Sie im korrekten Handling Ihrer Prüfungsgewichte
- Im praktischen Schutzetui neben Ihrer Waage aufbewahrt, können Sie so jederzeit die hohe Präzision Ihrer Waage prüfen und sicherstellen

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	315-208-204
Modell-Reihe	315
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfungsgewichte
Produktgruppe	Safety sets
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L

EAN-Code (Modell) 4045761245693

Zolltarifnummer 84239090

Technische Daten - Messsystem

Nennengewichte, inklusive 10 g (F1); 200 g (F1)

Nennwert 10 g & 200 g

OIML-Klasse F1

OIML-konform ja

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×115×70 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	500 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	ja
-----------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	962-400-400
--------------------	-------------

FUNKTIONEN

Standard



DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
962-400-400	DAkkS-Kalibrierung KERN 962-400-400

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
315-242	Pinzette KERN 315-242