

KERN 315-409-406

Safety Set 50 g (M1); 500 g (M1)

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Modello codice articolo | 315-409-406 |
| Modello-Serie | 315 |
| Assortimento | KERN |
| Tipologia di prodotto | Pesi di prova |
| Gruppo di prodotti | OIML M1 Pesi di prova |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello) | 4045761245839 |
| Data di inizio prevista | 2019-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84239090 |

Dati tecnici - Primario

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Valore nominale | 50 g & 500 g |
| Cassa in alluminio | Zet315-000-000 |
| Peso set cassa | In valigetta di alluminio |

Dati tecnici - Costruzione

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| È un set di pesi | Yes |
| Numero di pesi nel set | 2 |
| Tipo di caso | In valigetta di alluminio |

Dati tecnici - Sistema di misura

| | |
|-----------------|--------------|
| Valore nominale | 50 g & 500 g |
| Classe OIML | M1 |
| Conformità OIML | Yes |

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 255×135×140 mm

Peso lordo 3 kg

Peso netto 1,2 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 1,8 kg

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica Yes

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-600-600

Funzioni

KERN 315-409-406

Safety Set 50 g (M1); 500 g (M1)



Standard

