

## BROCHURE PRODUIT

---

# OPTICS OZB-A6302

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Individualité, diversité et travail flexible grâce à notre système modulaire ? ECO-Supports universels

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Cliquez ici pour plus  
d'informations

## VITRINE DES PRODUITS



## DESCRIPTION

Support de stéréomicroscope OZB-A6302

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Code article du modèle        | OZB-A6302                            |
| Model-Serie                   | OZB-UE                               |
| Assortiment                   | Optics                               |
| Type de produit               | Microscopes                          |
| Groupe de produits            | Microscopes stéréo                   |
| Type d'utilisation du produit | Pièce de rechange;Accessoire/service |
| Code EAN (Modèle)             | 4045761177765                        |
| Numéro de tarif douanier      | 90119000                             |

### Données techniques - Construction

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Stand type      | universel (bras articulé à ressort avec dispositif de maintien/pince) |
| Holder diameter | 76 mm                                                                 |

Mécanisme de mise au point vis macrométrique

Dimensions (L×P×H) 620×580×200 mm

### Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min. -5 °C

Température de stockage max. 40 °C

### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 590×460×250 mm

Poids brut 7 kg

Poids net 4,6 kg

Mode d'expédition Service de colis

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Composant de l'emballage - en poids - papier       | 0 g    |
| Composant de l'emballage - en poids - carton       | 1620 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique   | 180 g  |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 0 g    |
| Composant d'emballage - par poids - mousse         | 0 g    |
| Délai de livraison                                 | 1 d    |

## FONCTIONS

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|



## PIÈCES DÉTACHÉES

| Modèle    | Description                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| OZB-A6393 | Support pour bras d'articulation à ressort (à gaz) OZB-A6393 |