

KERN 346-83

Peso singolo, classe OIML M1, 500 kg, Peso del carico pesante, acciaio, laccato

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	346-83
Modello-Serie	346
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761479579
Modello precedente	346-83-2024a
Data di inizio prevista	2025-2HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	500 kg
Tolleranza (OIML)	25 g

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni (L×P×H)	760×500×320 mm
Materiale	Acciaio, laccato

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	500 kg
Classe OIML	M1
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	25 g
Densità (kg/m ³)	7100
Volume (cm ³)	69444

Funzioni

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	760×500×320 mm
Peso lordo	500 kg
Peso netto	500 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	2 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkks	962-693
--------------------	---------

KERN 346-83

Peso singolo, classe OIML M1, 500 kg, Peso del carico pesante, acciaio, laccato

KERN[®]

Standard

