

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OZB-A 1203

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ? ECO-Universalständer

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Stereomikroskop-Ständer OZB-A1203

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A1203
Modell-Reihe	OZB-UE
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 12 1829 1
Zolltarifnummer	90119000
CE Label	ja

Technische Daten - Konstruktion

Standtyp	Universal (Kugelgelagerter Doppelarm mit Platte)
Fläche des Ständers	210×260 mm
Durchmesser des Halters	76 mm
Abmessungen (B×T×H)	526×210×420 mm

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	490×420×290 mm
Bruttogewicht	22 kg
Nettogewicht	19 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	1 kg
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard



ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
OZB-A1902	Ersatzhebel OZB-A1902
OZB-A1903	Ersatzhebel OZB-A1903
OZB-A1906	Halterverbindungsstab OZB-A1906
OZB-A1901	Ersatzhebel OZB-A1901
OZB-A1907	Führungskopf KERN OZB-A1907