

KERN 366-95

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 2 kg, Knopf, Gusseisen lackiert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	366-95
Modell-Reihe	366
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M3 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761482098
Vorgängermodell	366-95-????e
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	2 kg
Toleranz (OIML)	1 g

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Gusseisen lackiert
-----------	--------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	2 kg
OIML-Klasse	M3
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	1 g
Dichte (kg/m ³)	7100
Volumen (cm ³)	281,6901

Technische Daten - Verpackung & Versand

Funktionen

Standard

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	70×70×113 mm
--------------------------------	--------------

Bruttogewicht	2 kg
---------------	------

Nettogewicht	2 kg
--------------	------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
--	-----

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	No
-----------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-642
--------------------	---------

KERN 366-95

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 2 kg, Knopf, Gusseisen lackiert



Option

