

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN 3 15-406-403

Datum: 19.03.2025

DEUTSCH



Safety Set 5 g (M1); 50 g (M1)

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



## BESCHREIBUNG

- Diese „KERN Safety Sets“ beinhaltet je ein Prüfgewicht zum Prüfen der Empfindlichkeit, d. h. der korrekten Justierung Ihrer Waage, sowie ein kleines Prüfgewicht zum Prüfen am unteren Ende des Wägebereichs, der sog. Mindestwaage
- Optional bietet das „KERN Safety Set“ Platz für ein weiteres Prüfgewicht, um Ihre Waage an dem für Sie relevanten Gewichtswert zu prüfen
- Individuell auf das „KERN Safety Set“ abgestimmtes, nützliches Zubehör, wie z. B. spezielle Handschuhe, Pinzetten, Gewichtsriffe, Pinsel etc. unterstützen Sie im korrekten Handling Ihrer Prüfgewichte
- Im praktischen Schutzetui neben Ihrer Waage aufbewahrt, können Sie so jederzeit die hohe Präzision Ihrer Waage prüfen und sicherstellen

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	315-406-403
Modell-Reihe	315
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L

EAN-Code (Modell)	4045761245624
Zolltarifnummer	84239090

### Technische Daten - Primär

Nennwert	5 g & 50 g
Gehäuse Aluminium	zet315-000-000
Gewichtssset Koffer	im Aluminiumetui

### Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl
-----------	-----------

Ist Gewichtsset	ja
Anzahl der Gewichte im Set	2
Art des Gehäuses	im Aluminiumetui

### Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	5 g & 50 g
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	ja

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×115×70 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	500 g
Lieferzeiten	1 d

### Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	ja
-----------------	----

### Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	962-600-600
--------------------	-------------

### FUNKTIONEN

Standard
----------



## DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
962-600-600	DAkKS-Kalibrierung KERN 962-600-600

## ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
315-242	Pinzette KERN 315-242

## ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Nennwert	Gehäuse Aluminium	Gewichtset Koffer
315-406-403	5 g & 50 g	zet315-000-000	im Aluminiumetui
315-412-407	100 g & 2 kg	zet315-000-000	im Aluminiumetui
315-409-405	20 g & 500 g	zet315-000-000	im Aluminiumetui
315-412-408	200 g & 2 kg	zet315-000-000	im Aluminiumetui
315-407-404	10 g & 100 g	zet315-000-000	im Aluminiumetui
315-408-404	10 g & 200 g	zet315-000-000	im Aluminiumetui
315-408-405	20 g & 200 g	zet315-000-000	im Aluminiumetui
315-409-406	50 g & 500 g	zet315-000-000	im Aluminiumetui
315-411-407	100 g & 1 kg	zet315-000-000	im Aluminiumetui
315-411-406	50 g & 1 kg	zet315-000-000	im Aluminiumetui

DEUTSCH