

## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

**KERN**  
**347-035**

Fecha: 19.09.2025

ESPAÑOL



Pesas individuales, Clase OIML M1, 5 g, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado

---

### CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## DESCRIPCIÓN

- Pesas individuales, Clase OIML M1, 5 g, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado (OIML)

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	347-035
Serie de modelos	347-035
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1256279
Modelo predecesor	347-435
Número del arancel aduanero	84239090

### Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	5 g
Tolerancia (OIML)	1,6 mg
Caja plástico	347-030-400

### Datos técnicos - Construcción

Material	acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

### Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	5 g
---------------	-----

Clase OIML	M1
Conforme OIML	yes
Tolerancia (OIML)	1,6 mg
Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,5952

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	18×18×4 mm
Peso bruto	0,05 kg
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

### Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-633
-------------------	---------

## FUNCIONES

Standard
----------



## ACCESORIOS

Modelo	Descripción
347-030-400	Estuche de plástico para pesas KERN 347-030-400
347-075-100	Barra de soporte KERN 347-075-100
347-095-100	Barra de soporte KERN 347-095-100
347-115-100	Barra de soporte KERN 347-115-100
315-242	Pinza KERN 315-242

## SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-633	Calibración DAkkS 962-633
962-633R	Recalibración DAkkS KERN 962-633R
920-350	Marca por grabado láser (marcado individual) KERN 920-350
920-351	Marca de las pesas de control (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-351

## DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja plástico
347-035	5 g	1,6 mg	347-030-400