

BROCHURE PRODUIT

OPTICS OZB-A7101UK

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Des systèmes d'éclairage professionnelles garantissent un éclairage remarquable, régulier et puissant

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Pour un maximum de flexibilité et de confort dans la microscopie stéréo, choisissez ici votre éclairage préféré
- Ces systèmes d'éclairage professionnels garantissent une lumière d'intensité constante d'excellente qualité sur l'objet.: Avec l'anneau lumineux polarisant vous disposez d'un excellent composant, optimisé spécialement pour l'observation des surfaces brillantes
- Bien sûr, ces deux systèmes d'éclairage extérieures sont également conçues pour votre microscope stéréo standard.
- Exception : les anneaux lumineux ne sont non compatibles avec les séries suivantes: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OZB-A7101UK
Model-Serie	OZB-IR
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Éclairage externe
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	404576 136 159 1

Modèle prédécesseur OZB-A7101

Numéro de tarif douanier 85395100

Données techniques - Primaire

Type d'illumination	LED
Intensité de l'éclairage	4,5W

Données techniques - Construction

Température de couleur	6500-7000 K
Variable	yes

Diamètre de l'anneau	6,2 cm
Filtre de polarisation	yes
Dimensions (L×P×H)	99×90×33 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Classe de protection	classe de protection III - basse tension de protection
----------------------	--

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	0 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	250×150×80 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,95 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	62,5 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g

Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
--	-----

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

Données techniques - Vérification

WEEE	yes
------	-----

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
YKA-02	Kit bloc d'alimentation KERN YKA-02
YKA-11	Bloc d'alimentation KERN YKA-11

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
YKA-02	Kit bloc d'alimentation KERN YKA-02
YKA-11	Bloc d'alimentation KERN YKA-11