

BROCHURE PRODUIT

OPTICS ODC 851

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- La caméra microscope HDMI KERN ODC-851 est spécialement conçue pour une connexion HDMI directe à votre appareil de lecture compatible HDMI. Les images peuvent être stockées directement sur la carte SD fournie ou transférées vers votre PC ou ordinateur portable via un câble USB 2.0 en combinaison avec le logiciel OXM 901 pour un traitement ultérieur
- L'alimentation en courant s'effectue via une unité de courant externe de 12 V
- Contenu de la livraison ODC 851 : caméra, souris USB, câble USB 2.0, câble HDMI, carte SD (16 Go) et logiciel de caméra Microscope VIS Basic KERN OXM 901
- Veuillez en même temps à commander l'adaptateur monture C pour votre microscope KERN

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 851
Model-Serie	ODC-85
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras de microscope
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	404576 1360310

Modèle prédécesseur ODC 851-2022a

Numéro de tarif douanier 85258900

Données techniques - Primaire

Type de caméra	HDMI Caméra de microscope - C-Mount
Résolution de la caméra	2 MP
Type de capteur	Sony CMOS
Taille du capteur	1/2"

Données techniques - Construction

Capacité de couleur	Colour
Montage de la caméra	C-Mount
Interfaces	HDMI;SD Kartenslot;USB 2.0
Système d'exploitation	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Logiciel applicable	externe (OXM 902)
Dimensions (L×P×H)	88×78×68 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Type d'alimentation	Bloc d'alimentation
Tension d'entrée	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Fiche d'alimentation	Plus à l'intérieur, moins à l'extérieur
Classe de protection	classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	amovible

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	225×170×90 mm
Poids brut	1,6 kg
Poids net	1,00 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	423 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	11,5 g

Composant de l'emballage - par poids - styromousse 0 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 65,5 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min. -5 °C

Température de stockage max. 40 °C

Données techniques - Vérification

WEEE yes

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
YKA-02	Kit bloc d'alimentation KERN YKA-02
ODC-A8101	Micromètre de lame KERN ODC-A8101
ODC-A8104	Oculaire Adaptateur KERN ODC-A8104
ODC-A8107	Oculaire Adaptateur KERN ODC-A8107
ODC-A8106	Oculaire Adaptateur KERN ODC-A8106
ODC-A2404	Lame d'étalonnage avec micromètre KERN ODC-A2404

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
YKA-02	Kit bloc d'alimentation KERN YKA-02
ODC-A8101	Micromètre de lame KERN ODC-A8101
ODC-A8501	Câbles HDMI ODC-A8501
ODC-A8502	Souris USB ODC-A8502
ODC-A8503	Câble USB 2.0 ODC-A8503
ODC-A8504	Bloc d'alimentation KERN ODC-A8504
ODC-A8505	Carte mémoire SD ODC-A8505
ODC-A8506	Bloc d'alimentation KERN ODC-A8506