

KERN OBL 137

Il versatile strumento di laboratorio con ottica infiniti e illuminazione Köhler fissa e pre-centrata

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBL 137
Modello-Serie	OBL-1
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761267770
Modello precedente	OBL 137-2022a
Data di inizio prevista	2023-2HJ
Numero di tariffa doganale	90118000
CE Label	Sì

Dati tecnici - Primario

Sistema ottico	Infinity
Tubo	Trinoculare
Oculare	Eyepiece HWF 10x / Ø 20mm with anti-fungus, high eye point
Illuminazione	LED da 3W (luce trasmessa)

Dati tecnici - Costruzione

Sistema	Montante
Tipo di tubo	Siedentopf
Angolo del tubo	30°
Rotazione del tubo	Sì
Posizioni del nasello	4

Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	50 mm
Diottria regolabile	Unilaterale
Meccanica di messa a fuoco	Manopola di fuoco macro-/micrometrico coassiale
Guida fine minima	0,002 mm
Dimensione del tavolo	145×130 mm
Distanza di spostamento del tavolo	76×52 mm
Diaframma di apertura	Sì
Tipo di condensatore	Abbe
Apertura del condensatore	1,25
Montaggio del condensatore	Fisso
Dimensioni (L×P×H)	394×185×377 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	rimovibile

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

KERN OBL 137

Il versatile strumento di laboratorio con ottica infiniti e illuminazione Köhler fissa e pre-centrata



Dimensioni imballo (L×P×H)	546×383×285 mm
Peso lordo	9 kg
Peso netto	7 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	3,824 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1456,94 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	15,296 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	437,848 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE	Sì
------	----

Dati tecnici - Illuminazione

Direzioni di illuminazione	Luce passante
Tipo di luce trasmessa	LED
Intensità della luce trasmessa	3W
Tipo di luce incidente	No
Dimmerabile	Luce passante
Koehler	Sì

Funzioni

Standard



Option

