

**FOLLETO DEL PRODUCTO**

---

**OPTICS  
OBB-A1344**

Fecha: 05.04.2025

ESPAÑOL



Tubo trinocular

---

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPCIÓN

El tubo del microscopio OBB-A1344

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A1344
Serie de modelos	OBB-AT
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761168794
Número del arancel aduanero	90119000

### Datos técnicos - Primarios

Tubo	Trinocular
------	------------

### Datos técnicos - Construcción

Tipo de tubo	Siedentopf
Ángulo del tubo	30°
Rotación del tubo	sí
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	50 mm
Dioptrías ajustables	ambos lados

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	265×185×165 mm
Peso bruto	2 kg
Peso neto	1,4 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	600 g
Plazo de entrega	1 d

## FUNCIONES

Standard
----------

