

NEW



Balance d'analyse d'entrée de gamme avec boîtier compact

Caractéristiques

- KERN AXE: Programme d'ajustage interne, garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendant du lieu d'utilisation
- KERN AXS: Programme d'ajustage CAL pour régler la précision de la balance, poids de contrôle externe contre supplément de prix. Affichage très rapide des valeurs de pesées : 3 s env.
- Utilisation aisée et pratique à 5 touches
- Grande chambre de protection en verre, de série Grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes pour un accès confortable à la pesée. Espace de pesée L×P×H 175×150×205 mm
- Principaux domaines d'application:
 - Bijouterie
 - Laboratoires de qualité
 - Écoles et universités

Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 16 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, \varnothing 80 mm
- Température ambiante tolérée 15 °C/25 °C

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] g	Lecture [d] mg	Reproductibilité mg	Linéarité mg	Dimensions totales L×P×H mm	Poids net env. kg	Options
							Cert. d'étalonnage DAkkS
KERN							DAkkS KERN
AXE 100-4	120	0,1	0,2	± 0,3	195×300×295	5,0	963-101
AXE 200-4	220	0,1	0,2	± 0,3	195×300×295	5,0	963-101
AXS 100-4	120	0,1	0,2	± 0,3	195×300×295	5,0	963-101
AXS 200-4	220	0,1	0,2	± 0,3	195×300×295	5,0	963-101