

## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# OPTICS OBB-A3206

Data: 22.09.2025

ITALIANO



Obiettivo acromatico, 60x /0,85 (molleggiato) W.D.(0,4 mm)

### CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## DESCRIZIONE

Obiettivo acromatico, 60 x /0,85 (molleggiato) W.D.(0,4 mm) OBB-A3206

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A3206
Modello-Serie	OBB-AO
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761237452
Numero di tariffa doganale	90119000

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone

300 g

Tempo di consegna 1 d

## FUNZIONI

Standard



ITALIANO

## Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni (L×P×H)	36×25×25 mm
--------------------	-------------

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	65×40×40 mm
Peso lordo	0,60 kg
Peso netto	0,30 kg