

KERN 366-96

Pesas individuales, Clase OIML M3, 5 kg, Botón, hierro fundido lacado



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	366-96
Serie de modelos	366
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de ensayo OIML M3
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761482104
Modelo predecesor	366-96-2.024a
Fecha de inicio prevista	2025-2HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	5 kg
Tolerancia (OIML)	2,5 g

Datos técnicos - Construcción

Material	Hierro fundido lacado
----------	-----------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	5 kg
Clase OIML	M3
Conforme OIML	Yes
Tolerancia (OIML)	2,5 g
Densidad (kg/m ³)	7.100
Volumen (cm ³)	704,2254

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	94×94×146 mm
Peso bruto	5,0 kg
Peso neto	5,0 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	No
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-643
-------------------	---------

KERN 366-96

Pesas individuales, Clase OIML M3, 5 kg, Botón, hierro fundido lacado



Funciones

Standard



Option

