

KERN 327-01

Pesas individuales, Clase OIML F1, 1 g, Botón, acero inoxidable pulido



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	327-01
Serie de modelos	327
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML F1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761004689
Modelo sucesor	327-01-2025e
Fecha de inicio prevista	2004-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	1 g
Tolerancia (OIML)	0,1 mg
Caja aluminio	317-010-600
Caja plástico	347-030-400
Caja de madera	317-010-100

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable pulido
----------	-------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	1 g
Clase OIML	F1
Conforme OIML	Yes
Tolerancia (OIML)	0,1 mg

Funciones

Densidad (kg/m³) 7950

Volumen (cm³) 0,125

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 6×6×6 mm

Peso bruto 0,05 kg

Peso neto 0,05 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente del embalaje - por peso - plástico 0 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación Yes

Servicios opcionales

DAkkS Calibración 962-431

KERN 327-01

Pesas individuales, Clase OIML F1, 1 g, Botón, acero inoxidable pulido



Standard

