

KERN 366-92

Peso singolo, classe OIML M3, 200 g, Cilindro, ghisa laccata



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	366-92
Modello-Serie	366
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M3 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761482067
Modello precedente	366-92-2024a
Data di inizio prevista	2025-2HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	200 g
Tolleranza (OIML)	100 mg

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Ghisa laccata
-----------	---------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	200 g
Classe OIML	M3
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	100 mg
Densità (kg/m ³)	7100
Volume (cm ³)	28,169

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 39×39×28 mm

Peso lordo 0,20 kg

Peso netto 0,20 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 0 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica No

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-638

Funzioni

KERN 366-92

Peso singolo, classe OIML M3, 200 g, Cilindro, ghisa laccata



Standard

