

KERN OLM 171

Il microscopio invertito per uso metallurgico per applicazioni professionali

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OLM 171
Modello-Serie	OLM-1
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi metallurgici
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761267602
Modello precedente	OLM 171-2022a
Data di inizio prevista	2023-2HJ
Numero di tariffa doganale	90118000
CE Label	Sì

Dati tecnici - Primario

Sistema ottico	Infinity
Tubo	Trinoculare
Oculare	Eyepiece HWF 10x / Ø 22mm with anti-fungus, high eye point
Illuminazione	50W Halogen (Auflicht)

Dati tecnici - Costruzione

Sistema	Invertito
Tipo di tubo	Siedentopf
Angolo del tubo	30°
Posizioni del nasello	5
Distanza occhio (max)	76 mm

Distanza oculare (min)	48 mm
Diottria regolabile	Bilaterale
Meccanica di messa a fuoco	Manopola di fuoco macro-/micrometrico coassiale
Guida fine minima	0,002 mm
Dimensione del tavolo	210×180 mm
Distanza di spostamento del tavolo	50×50 mm
Tipo di condensatore	Standard
Montaggio del condensatore	Fisso
Dimensioni (L×P×H)	747×271×379 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Tipo di alimentazione	Bloc d'alimentation intégré
Tensione di ingresso	100 - 240 V
Spina di alimentazione	Cavo dell'apparecchio freddo
Classe di protezione	Classe di protezione I - conduttore di protezione
Attacco del cavo	rimovibile

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	660×590×325 mm
Peso lordo	17 kg

KERN OLM 171

Il microscopio invertito per uso metallurgico per applicazioni professionali



Peso netto 13 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio
- a peso - carta 0 g

Componenti dell'imballaggio
- in peso - cartone 2999,81 g

Componenti dell'imballaggio
- in peso - plastica 28,224 g

Componenti dell'imballaggio
- in peso - polistirolo 999,936 g

Componenti per
l'imballaggio - in peso -
schiuma 0 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE Sì

Dati tecnici - Illuminazione

Direzioni di illuminazione Luce riflessa

Tipo di luce incidente Alogeno

Intensità della luce incidente 50W

Dimmerabile Luce riflessa

Funzioni

Standard



TRINO



ABBE



HAL



POLAR



INFINITY



SCALE



230 V



1 DAY