

# OPTICS ODC 893

Date: 28.01.2025

FRANCAIS



Microscope USB numérique

### CONTACT

 Adresse

**KERN & SOHN GmbH**  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

 Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0  
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Courriel : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## VITRINE DES PRODUITS



## DESCRIPTION

Microscope USB numérique ODC 893

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 893
Model-Serie	ODC-89
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras de microscope
Type d'utilisation du produit	Pièce détachée
Code EAN (Modèle)	4045761190542
Date de début prévue	unbestimmt-1HJ
Numéro de tarif douanier	85258900
Modèle en voie de disparition	yes

### Données techniques - Primaire

Type de caméra	USB Microscope numérique
----------------	--------------------------

Résolution de la caméra 2 MP

Type de capteur CMOS

Taille du capteur 1/3,2"

### Données techniques - Construction

Capacité de couleur Colour

Interfaces USB 2.0

Système d'exploitation Win 10;Win 11;Win 7;Win 8

Logiciel applicable externe (OXM 902)

Dimensions 35×35×103 mm

### Données techniques - Alimentation électrique

Fiche d'alimentation USB A

Classe de protection classe de protection III - basse tension de protection

Fixation du câble raccordé de manière fixe

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	160×158×85 mm
Poids brut	0,50 kg
Poids net	0,40 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	131,984 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	438 mg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	13,432 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

## Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

## Données techniques - Vérification

CE	yes
WEEE	yes

## ACCESSOIRES

Modèle	Description	Prix
ODC-A2404	Lame d'étalonnage avec micromètre KERN ODC-A2404	40,00 €

## DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Type de caméra	Résolution de la caméra	Type de capteur	Taille du capteur
ODC-A8506				
ODC-A8507				
ODC 893	USB Microscope numérique	2 MP	CMOS	1/3,2"
ODC-A8201				
ODC-A8301				
ODC-A8501				
ODC-A8502				
ODC-A8503				
ODC-A8504				
ODC-A8505				
ODC-A8701				
ODC-A8801				
ODC-A8901				
ODC-A8902				
ODC-A2401				
ODC-A2402				