

BROCHURE PRODUIT

**KERN
SET-18**

Date: 18.03.2025

FRANCAIS

Software EasyTouch

SET-18

**Container
Master**





EasyTouch Container Master – Gestion centralisée des conteneurs

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Remarque : le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set
- Gestion des conteneurs : différents articles sont stockés et pesés dans des conteneurs de même type. Les tares de ces conteneurs peuvent être gérés centralement avec SET-18 Container Master. Si le poids d'un conteneur change, la nouvelle tare est simplement mise à jour dans Container Master et automatiquement appliquée à tous les articles et fonctions correspondants de l'application
- Affectation fixe : un conteneur peut être attribué à chaque objet de données de base afin de garantir la cohérence
- Affichage des récipients : lors de l'utilisation d'un objet de données de base, les utilisateurs voient dans EasyTouch le récipient attribué de manière fixe ou un récipient sélectionné manuellement. Cela réduit le risque de confusion et améliore la précision de l'opération
- Choix du récipient : les utilisateurs peuvent également sélectionner un récipient directement dans l'opération de pesée sans spécification préalable, par exemple en scannant l'ID du récipient au moyen d'un code barres. Cela permet d'éviter les erreurs de tare

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	SET-18
Model-Serie	ETS
Assortiment	KERN
Type de produit	Logiciel
Groupe de produits	EasyTouch
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 1478312
Numéro de tarif douanier	852349 10

Données techniques - Emballage et expédition

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

FONCTIONS

Standard



Option

