

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A1213

Datum: 16.03.2025

DEUTSCH



Unabhängige Phasenkontrasteinheit (inklusive PH-Kondensor und PH-Schieber) Einzeleinschub mit 8 PH-Plan-Objektiv 100×, für OBL-1

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

BESCHREIBUNG

PH-Einzeleinheit 100x OBB-A1213

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A 12 13
Modell-Reihe	OBB-APH
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1167452
Zolltarifnummer	90119000

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	170×120×70 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	700 g
Lieferzeiten	1 d

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
OBB-A1393	Infinity PH-Plan-Objektiv KERN OBB-A1393
OBB-A1398	Mikroskop-Kondensor KERN OBB-A1398
OBB-A1383	Zentrier-Okular OBB-A1383
OBB-A1402	PH-Schieber KERN OBB-A1402