

# KERN ODC 831

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.

# KERN®



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Modelo de código de artículo | ODC 831                |
| Serie de modelos             | ODC-83                 |
| Surtido                      | Optics                 |
| Tipo de producto             | Microscopios           |
| Grupo de productos           | Cámaras de microscopio |
| Tipo de uso del producto     | Artículo principal     |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761190467          |
| Modelo sucesor               | ODC 832                |
| Fecha de inicio prevista     | 2016-1HJ               |
| Número del arancel aduanero  | 85258900               |
| Estado del producto          | Yes                    |

## Datos técnicos - Primarios

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de cámara          | USB3 Cámara de microscopio - C-Mount |
| Resolución de la cámara | 3,1 MP                               |
| Tipo de sensor          | Aptina CMOS                          |
| Tamaño del sensor       | 1/3"                                 |

## Datos técnicos - Construcción

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Capacidad de color   | Color                     |
| Montaje de la cámara | C-Mount                   |
| Interfaces           | USB 3.0                   |
| Sistema operativo    | Win 10;Win 11;Win 7;Win 8 |
| Software aplicable   | Externo (OXM 902)         |
| Storage Temp Max     | 40 °C                     |

## Datos técnicos - Verificación

|      |     |
|------|-----|
| WEEE | Yes |
|------|-----|

Dimensiones 80×80×45 mm

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

|                     |   |
|---------------------|---|
| Enchufe             | USB B   |
| Clase de protección | Clase de protección III - tensión extrabaja de protección |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×P×Al)                          | 164×164×75 mm        |
| Peso bruto  | 1,00 kg              |
| Peso neto   | 0,60 kg              |
| Método de envío   | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - papel                   | 0 g                  |
| Componente de embalaje - por peso - cartón                  | 342,022 g            |
| Componente del embalaje - por peso - plástico               | 12,0959 g            |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 0 g                  |
| Elementos de embalaje - por peso - espuma                   | 62,9821 g            |
| Plazo de entrega  | 1 d                  |

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Temp. almacenaje Min | -5 °C |
|----------------------|-------|

# KERN ODC 831

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.



## Funciones

### Standard

