

KERN 327-02

Pesas individuales, Clase OIML F1, 2 g, Botón, acero inoxidable pulido



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	327-02
Serie de modelos	327
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML F1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761004696
Modelo sucesor	327-02-2025e
Fecha de inicio prevista	2004-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	2 g
Tolerancia (OIML)	0,12 mg
Caja aluminio	317-020-600
Caja plástico	347-030-400
Caja de madera	317-020-100

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable pulido
----------	-------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	2 g
Clase OIML	F1
Conforme OIML	Yes
Tolerancia (OIML)	0,12 mg

Funciones

Densidad (kg/m³) 7950

Volumen (cm³) 0,25

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 6×6×11 mm

Peso bruto 0,05 kg

Peso neto 0,05 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente del embalaje - por peso - plástico 0 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación Yes

Servicios opcionales

DAkkS Calibración 962-432

KERN 327-02

Pesas individuales, Clase OIML F1, 2 g, Botón, acero inoxidable pulido



Standard

