

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A2408

Datum: 11.04.2025

DEUTSCH



Tubus Trinokular

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

BESCHREIBUNG

Mikroskoptubus OBB-A2408

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A2408
Modell-Reihe	OBB-AT
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1172838
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Primär

Tubus	Trinokular
-------	------------

Technische Daten - Konstruktion

Tubus-Typ	Siedentopf
Winkel des Tubus	30°
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	52 mm
Einstellbare Dioptrie	einseitig

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	265×185×165 mm
Bruttogewicht	2 kg
Nettogewicht	1,4 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	600 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard

