

## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# KERN 317-06-2020a

Fecha: 19.09.2025

ESPAÑOL



Pesas individuales, Clase OIML E2, 50 g, Botón, acero inoxidable pulido

---

### CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	317-06-2020a
Serie de modelos	317
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML E2
Tipo de uso del producto	Elemento comercial de la lista de materiales
Código EAN (Modelo)	4045761003620
Modelo sucesor	317-06; 317-06-2022i
Número del arancel aduanero	84239090

### Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	50 g
Tolerancia (OIML)	0,1 mg
Caja aluminio	317-060-600
Caja plástico	317-060-400
Caja de madera	317-060-100

### Datos técnicos - Construcción

Material	acero inoxidable pulido
----------	-------------------------

### Datos técnicos - Sistema de medición

Clase OIML	E2
Conforme OIML	yes
Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7950

Volumen (cm<sup>3</sup>) 6,25

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	18×18×28 mm
Peso bruto	0,05 kg
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

### Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	yes
-----------------------------	-----

### Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-336
-------------------	---------

### FUNCIONES

Standard
----------



## ACCESORIOS

Modelo	Descripción
317-060-100	Estuche de madera para pesas KERN 317-060-100
317-060-400	Estuche de plástico para pesas KERN 317-060-400
317-060-600	Estuche protector de aluminio KERN 317-060-600
315-242	Pinza KERN 315-242

## SERVICIOS

Modelo	Descripción
952-336	Verificación KERN 952-336
962-336	Calibración DAkkS 962-336
962-336R	Recalibración DAkkS KERN 962-336R
921-336	Divergencia positiva garantizada (? + 1/3 OIML) KERN 921-336
920-350	Marca por grabado láser (marcado individual) KERN 920-350
920-351	Marca de las pesas de control (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-351