

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN 316-12

Fecha: 19.03.2025

ESPAÑOL



Pesas individuales, Clase OIML E2, 2 kg, Forma compacta, acero inoxidable pulido

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPCIÓN

- Pesas individuales, Clase OIML E2, 2 kg, Forma compacta, acero inoxidable pulido (OIML)
- Para este peso, recomendamos encarecidamente un estuche debido a la gran precisión de la clase de peso. Encontrará una selección en la sección de accesorios

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	316-12
Serie de modelos	316
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML E2
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1094932
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	2 kg
Tolerancia (OIML)	3 mg
Caja aluminio	317-120-600
Caja plástico	317-120-400
Caja de madera	317-120-100

Datos técnicos - Construcción

Material	acero inoxidable pulido
----------	-------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	2 kg
Clase OIML	E2
Conforme OIML	sí
Tolerancia (OIML)	3 mg
Densidad (kg/m ³)	7950
Volumen (cm ³)	250

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	60×60×94 mm
Peso bruto	2 kg
Peso neto	2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	no
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-342
-------------------	---------

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
317-280	Guante KERN 317-280
317-290	Guante KERN 317-290
317-120-100	Estuche de madera para pesas KERN 317-120-100
317-120-400	Estuche de plástico para pesas KERN 317-120-400
317-120-600	Estuche protector de aluminio KERN 317-120-600

SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-342	Calibración DAkkS 962-342
962-342R	Recalibración DAkkS KERN 962-342R
920-33	Marcado por mediante grabado KERN 920-33
921-342	Divergencia positiva garantizada (? + 1/3 OIML) KERN 921-342
920-331	Marcado por mediante grabado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-331

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio	Caja plástico	Caja de madera
316-01	1 g	0,03 mg	317-010-600	317-020-400	317-010-100
316-02	2 g	0,04 mg	317-020-600	317-020-400	317-020-100
316-03	5 g	0,05 mg	317-030-600	317-030-400	317-030-100
316-04	10 g	0,06 mg	317-040-600	317-040-400	317-040-100
316-05	20 g	0,08 mg	317-050-600	317-050-400	317-050-100
316-06	50 g	0,1 mg	317-060-600	317-060-400	317-060-100
316-07	100 g	0,16 mg	317-070-600	317-070-400	317-070-100
316-08	200 g	0,3 mg	317-080-600	317-080-400	317-080-100

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio	Caja plástico	Caja de madera
316-09	500 g	0,8 mg	317-090-600	317-090-400	317-090-100
316-11	1 kg	1,6 mg	317-110-600	317-110-400	317-110-100
316-12	2 kg	3 mg	317-120-600	317-120-400	317-120-100
316-13	5 kg	8 mg	317-130-600	317-130-400	317-130-100
316-14	10 kg	16 mg	317-140-600	317-140-400	317-140-100