

# KERN 366-96

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 5 kg, Knopf, Gusseisen lackiert

# KERN®



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	366-96
Modell-Reihe	366
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M3 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761012141
Nachfolgemodell	366-96-2025e
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

## Technische Daten - Primär

Nennwert	5 kg
Toleranz (OIML)	2,5 g

## Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Gusseisen lackiert
-----------	--------------------

## Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	5 kg
OIML-Klasse	M3
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	2,5 g
Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7100
Volumen (cm <sup>3</sup> )	704,2254

## Technische Daten - Verpackung & Versand

## Funktionen

Standard

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	94×94×146 mm
Bruttogewicht	5 kg
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

## Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Nein
-----------------	------

## Optionale Dienstleistungen

DAkS Kalibrierung	962-643
-------------------	---------

# KERN 366-96

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 5 kg, Knopf, Gusseisen lackiert

**KERN**<sup>®</sup>

