

KERN 327-08

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 200 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	327-08
Modell-Reihe	327
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761004788
Nachfolgemodell	327-08-2025e
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	200 g
Toleranz (OIML)	1 mg
Gehäuse Aluminium	317-080-600
Gehäuse Kunststoff	347-080-400
Gehäuse Holz	317-080-100

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	200 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	1 mg

Funktionen

Standard

Dichte (kg/m³) 7950

Volumen (cm³) 25

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	28×28×48 mm
Bruttogewicht	0,20 kg
Nettogewicht	0,20 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich Yes

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 962-438

KERN 327-08

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 200 g, Knopf, Edelstahl poliert

