

# **KERN YKA-40**

Date: 04.03.2025

FRANCAIS



# Image not available

Bloc d'alimentation GB, longueur de câble

---

### CONTACT

 Adresse

**KERN & SOHN GmbH**  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

 Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0  
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Courriel : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPTION

Bloc d'alimentation YKA-40 (9 V, 600 mA | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.5 A | EURO, UK, CH)

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	YKA-40
Model-Serie	YKA
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances
Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 125904 1
Modèle prédécesseur	YKA-40-2020a
Numéro de tarif douanier	85044095
CE Label	yes

Poids net	0,15 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	0 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Composant d'emballage - par poids - verre	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Délai de livraison	1 d

FRANCAIS

### Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Tension d'entrée	100-240V AC 50/60Hz 0.5A

### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	93×67×70 mm
Poids brut	0,20 kg

## ACCESSOIRES

Modèle	Description
YKA-40-US	Fiche SAUTER YKA-40-US