

BROCHURE PRODUIT

OPTICS OBB-A250 1

Date: 11.04.2025

FRANCAIS



Tube binoculaire

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPTION

Tube de microscope OBB-A2501

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A2501
Model-Serie	OBB-AT
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes à lumière transmise
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761173248
Numéro de tarif douanier	90119000

Données techniques - Primaire

Tube	Binoculaire
------	-------------

Données techniques - Construction

Type de tube	Siedentopf
Angle du tube	30°
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	52 mm
Dioptre réglable	unilatéral

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min. -5 °C

Température de stockage max. 40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 265×185×165 mm

Poids brut 2 kg

Poids net 1,4 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - par poids - plastique 600 g

Délai de livraison 1 d

FONCTIONS

Standard

