

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OZB-A5212

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ? PREMIO-Stativi universali

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

Supporto per stereomicroscopio OZB-A5212

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A5212
Modello-Serie	OZB-UP
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi stereo
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761179288
Numero di tariffa doganale	90119000

Dati tecnici - Costruzione

Tipo di stativo	universale (braccio snodato con morsetto)
Diametro del supporto	76 mm
Dimensioni (L×P×H)	80×553×515 mm

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	680×330×260 mm
----------------------------	----------------

Peso lordo	8 kg
Peso netto	7 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	700,165 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	23,1762 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	496,459 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

FUNZIONI

Standard



ITALIANO

ACCESSORI

Modello	Descrizione
OZB-A5301	Sistema modulare di stereomicroscopi – Supporti KERN OZB-A5301
OZB-A5306	Sistema modulare di stereomicroscopi – Supporti KERN OZB-A5306

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
OZB-A5806	Leva di ricambio OZB-A5806