

# KERN 347-131

Pesas individuales, Clase OIML M1, 5 kg, Peso de control, acero inoxidable finamente torneado



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	347-131
Serie de modelos	347
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761473935
Fecha de inicio prevista	2024-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

## Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	5 kg
Tolerancia (OIML)	250 mg
Caja de madera	337-131-200

## Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

## Datos técnicos - Sistema de medición

Clase OIML	M1
Conforme OIML	Yes
Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Volumen (cm <sup>3</sup> )	1250

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	137×137×90 mm
Peso bruto	10 kg

Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d
Servicios opcionales	
DAkkS Calibración	962-643

# KERN 347-131

Pesas individuales, Clase OIML M1, 5 kg, Peso de control, acero inoxidable finamente torneado



## Funciones

### Standard

